

09 18 04 Egyrészes, zárt végű zacskók

09 18 04 03 Egyrészes, öntapadós zárt zacskók

09 18 04 03 03 Hidrokolloid, normál

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **500 ml alatt**
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság **70mm alatt**

09 18 04 03 06 Hidrokolloid, gyermek

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **250 ml alatt**
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság **60 mm alatt**

09 18 04 03 09 Hidrokolloid, maxi

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **500 ml felett**
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság **70 mm és felette**

09 18 04 03 12 Nem hidrokolloid

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómiás gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákot legalább a termékóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.

09 18 05 Többrészes, zárt végű zacskók

09 18 05 03

Kétrészes, zárt zacskók

09 18 05 03 03

Kétrészes, zárt zacskók, normál

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Űrtartalom meghatározása

500 ml alatt

09 18 05 03 06

Kétrészes, zárt zacskók, gyermek

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Űrtartalom meghatározása

300 ml alatt

09 18 05 03 09

Kétrészes, zárt zacskók, maxi

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Űrtartalom meghatározása

500 ml felett

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómiás gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákot legalább a termékóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.

09 18 07 Egyrészes, nyílt végű zacskók, visszajutást gátló szeleppel

09 18 07 03 *Úrítható egyrészes öntapadós urostomás zacskók*

09 18 07 03 03 *Úrítható egyrészes öntapadós urostomás zacskók, normál*

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **500 ml alatt**
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**

09 18 07 03 06 *Úrítható egyrészes öntapadós urostomás zacskók, gyermek*

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**

09 18 07 03 09 *Úrítható egyrészes öntapadós urostomás zacskók, maxi*

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **500 ml felett**
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**

09 18 07 03 12 *Úrítható egyrészes öntapadós urostomás zacskók,
hosszan fenntartható*

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság

09 18 07 06 *Éjszakai vizeletgyűjtő zacskók*

09 18 07 06 03 *Éjszakai vizeletgyűjtő zacskók*

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása **1500-2000 ml**

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómiás gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákot legalább a termékóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.

09 18 08 Többrészes, nyílt végű zacskók, visszajutást gátló szeleppel

09 18 08 03

Üríthető kétrészes zacskók

09 18 08 03 03 Üríthető kétrészes (öntapadó) urostomás zacskók,
normál

Szemponatok az összehasonlításához:

- Ürtartalom meghatározása **500 ml alatt**

09 18 08 03 06 **Üríthető kétrészes (öntapadó) urostomás zacskók,
gyermek**

Szemponatok az összehasonlításához:

- Ürtartalom meghatározása **300 ml alatt**

09 18 08 03 09 Üríthető kétrészes (öntapadó) urostomás zacskók, maxi

Szemponatok az összehasonlításához:

- Ürtartalom meghatározása **500 ml felett**

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómias gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákot legalább a termékóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.

09 18 14 Tapadólemezek, bőrvédő gátak

09 18 14 03

Alaplapok

09 18 14 03 03 Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, normál

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Tapadófelület mérete **Gyűrűn túl/kivágást követően 1,5-1,5 cm-nél nagyobb**
- Maximális kivághatóság **70 mm alatt**

09 18 14 03 06 Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, gyermek

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Tapadófelület mérete **1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság **35 mm**

09 18 14 03 09 Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, maxi

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Tapadófelület mérete **1,5-1,5 cm felett**
- Maximális kivághatóság **70 mm és feletti**

09 18 14 03 12 Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, konvex

Nincsenek összehasonlítható szempontok.

09 18 30 Sztómaernyők

09 18 30 03 Stomasapkák, stomadugók

09 18 30 03 03 Stomasapkák

09 18 30 03 06 Stomadugók

09 18 39 Egyrészes, nyílt végű zacskók

09 18 39 03

Egyrészes, öntapadós

09 18 39 03 03

Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, normál

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete
- Maximális kivághatóság

500 ml alatt
1,5-1,5 cm felett
70 mm alatt

09 18 39 03 06

Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, gyermek

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete
- Maximális kivághatóság

300ml alatt
1,5-1,5 cm felett
50 mm alatt

09 18 39 03 09

Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, maxi

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Úrtartalom meghatározása
- Tapadófelület mérete
- Maximális kivághatóság

500 ml felett
1,5-1,5 cm felett
70 mm és feletti

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómiás gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákokat legalább a termékkóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.

09 18 42 Többrészes, nyílt végű zacskók

09 18 42 03

Ürithető zacskók, kétrészes

09 18 42 03 03

Ürithető zacskók, kétrészes, normál

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Ürtartalom meghatározása

500 ml alatt

09 18 42 03 06

Ürithető zacskók, kétrészes, gyermek

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Ürtartalom meghatározása

300 ml alatt

09 18 42 03 09

Ürithető zacskók, kétrészes, maxi

Szemponatok az összehasonlításhoz:

- Ürtartalom meghatározása

500 ml felett

A megjelölési követelmények az **ISO 8670-2:1996 4.4. szakasza szerint.**

4.4 Marking of the ostomy collection system	4.4. Az osztómiás gyűjtőrendszerek megjelölése
4.4.1 For identification purposes, the bag shall be marked with at least the product code and the name and/or trademark of the manufacturer or supplier.	4.4.1. Azonosítás céljából a zsákot legalább a termékóddal és a gyártó vagy szállító nevével és/vagy márkanevével kell megjelölni.
4.4.2 If the opening for the stoma is intended to be enlarged, the maximum opening shall be either a) marked on the product or b) given in the instructions.	4.4.2. Ha a sztóma felé a nyílást meg kell növelni, a legnagyobb nyílásméretet vagy a) a terméken kell jelölni, vagy b) a használati útmutatóban kell megadni.